

Handhabung Microlet® Next-Stechhilfe



1

- Verschlusskappe öffnen.
- Weissen Ring auf nächste Markierung drehen.
- Kappe abziehen.



2

- Lanzette einsetzen bis zum Anschlag.



3

- Schutzkappe von Lanzette abdrehen.



4

- Verschlusskappe wieder aufsetzen.
- Weissen Ring auf Ausgangsposition zurückdrehen.



5

- Stechtiefe einstellen, Empfehlung Stufe zwei.

Blutzuckerselbstmessung mit Microlet® Next-Steckhilfe



- Stechgerät gut an die Seite der Fingerkuppe drücken.
- Auslöseknopf drücken und damit Stich auslösen.



- Nadelwechsel:**
- Verschlusskappe öffnen, weissen Ring auf nächste Markierung drehen, Kappe abziehen (s. Bild 1).
 - Grauer Lanzettenauswerfer vorwärts schieben.
 - Lanzette auswerfen, Lanzettenauswerfer zurückschieben.